

采血灵活 手抖不怕,操作便捷



无论试纸在血糖仪中,或是血糖仪外, 均可以将血样添加在试纸上



不浪费! 自动提示,续加血样



*续加血样:检测血糖时,血糖仪需要**1-2微升**的血液如果所滴的血样量不够,血糖仪会识别到,您可以**继续添加**血样。



如果血样不足,在 几秒钟后您会听到 **3声嘀音**提示,您可 以**继续**添加血样

准确度满足ISO 国际标准,产品有保障



系统准确性符合国际标准

ISO 15197:2013

标准规定

当血糖浓度<5.55mmol/L

测试结果的误差范围不得超过±0.83mmol/L

当血糖浓度≥5.55mmol/L

测试结果的误差范围不得超过 ±15%

