

罗氏家用血糖仪试纸（50 纸 +50 针）



Roche

**采血便捷
老人舒适**



德国技术 原装进口



国际品质
全球销售



质量有保障
品牌背书



**准确度满足ISO
国际标准，产品有保障**



系统准确性符合国际标准
ISO 15197:2013

标准规定

当血糖浓度<5.55mmol/L
测试结果的误差范围不得超过**±0.83mmol/L**

当血糖浓度≥5.55mmol/L
测试结果的误差范围不得超过**±15%**

**采血灵活
手抖不怕，操作便捷**



无论试纸在血糖仪中，或是血糖仪外，
均可以将血样添加在试纸上

机内采血 或 机外抹血

● 超宽采血



**不浪费！
自动提示，续加血样**



*续加血样:检测血糖时，血糖仪需要1-2微升的血液
如果所滴的血样量不够，血糖仪会识别到，您可以
继续添加血样。



如果血样不足，在
几秒钟后您会听到
3声嘀音提示，您可
以继续添加血样

快速检测，5秒出值



试纸灵敏感知，快速出结果



5

